

IKA

designed for scientists

CHN

TEMPERATURE CONTROL




高精度温度控制解决方案
IKA 恒温循环器 - 爆款推荐

IKA 温控设备, -30 °C 至 +250 °C 可选, 安全, 智能, 强劲!

畅销爆款 - ICC 基本型

/// 紧凑型浸入式恒温循环器

爆款价截止日期
2017年10月31日



应用领域

- › 微生物培养、检验等
- › 细胞培养(复苏)
- › 常规分子生物学实验
- › 制药行业(药物缓释)
- › 食品研究
- › 日化行业(粘度测试)

ICC 基本型 eco 18

订货号 10000928
RMB 23,047

RMB 18,500

ICC 基本型 pro 20

订货号 10000930
RMB 25,512

RMB 20,500



包含

/// CL:ICC 盖子



ICC 恒温水浴与 RO 15 多点磁力搅拌套装

/// 批量平行反应, 混匀搅拌, 精确控温, 一劳永逸!



应用领域

- › 食品检测(婴幼儿食品乳品
维生素 ADE 检测)
- › 食品研究(添加剂包埋)
- › 制药行业(药物缓释)

ICC 基本型 RO 15 套装

订货号 10002820
RMB 40,514

ICC 控制型 RO 15 套装

订货号 10002819
RMB 43,469



选配

/// 防蒸发塑料球
订货号 20003666
IKAFLON 30 圆柱体磁力搅拌
子套装(5 Pcs), PTFE 涂层
订货号 4489000



技术参数

/// ICC 基本型 eco 18, 订货号 10000928 + 4471600 (盖子) | ICC 基本型 pro 20, 订货号 10000930 + 4471600 (盖子)

加热功率 (230 V)	2,000 W	泵最大流量 (at 0 bar)	18 l / min
控温范围	RT +10 °C – 150 °C	泵速	1,000 – 3,200 rpm
工作温度范围	RT +10 °C – 100 °C RT +10 °C – 150 °C	泵最大压力	0.3 bar
温度显示	LED 大屏幕数字显示	泵最小抽吸力	0.2 bar
温度稳定性 DIN 12876	± 0.02 K	保护等级	IP 21
安全等级	III(FL), 适用于可燃和不可燃液体	USB / RS 232 接口	是
浴槽开口尺寸 (W × D)	245 × 305 mm 255 × 309 mm	允许环境温度	5 – 40 °C
浴槽容积	18 l 20 l	允许环境湿度	80 %

技术参数

/// ICC 基本型 RO 15 套装, 订货号 10002820 | ICC 控制型 RO 15 套装, 订货号 10002819

工作温度范围	RT +10 °C – 100 °C	浴槽开口尺寸 (W × D)	317 × 492 mm
温度稳定性	± 0.02 K ± 0.01 K	容积	25 l
加热功率	2,000 W	搅拌点位数	15
泵压力	0.3 bar	转速范围	0 – 1,200 rpm
泵吸入压力	0.2 bar	正反转功能	是
最大流速	18 l / min	允许环境温度	5 – 40 °C
连接外部 PT 100 接口	否 是	允许环境湿度	80 %
USB / RS 232 接口	是		

CBC 5 基本型 & 控制型

/// 功能强劲的加热制冷恒温循环器



应用领域

- › 化工
- › 制药
- › 食品行业
(用于外部精确控温，如结晶反应、化药合成、粘度测试、配套夹套反应釜)

CBC 5 基本型

订货号 20008507
RMB 55,499

CBC 5 控制型

订货号 20008508
RMB 62,299



选配

/// PT 100.30 温度传感器
订货号 4284700



技术参数

/// CBC 5 基本型, 订货号 20008507 | CBC 5 控制型, 订货号 20008508

工作温度范围	*-25 °C – 200 °C	USB / RS 232 接口	是
温度稳定性	± 0.02 K ± 0.01 K	尺寸 (W × H × D)	275 × 490 × 690 mm
加热功率	2,500 W	填充体积	5 – 7 l
制冷功率	350 W 400 W @ 3,200 rpm	程序控温	否 是
泵压力	0.61 bar	无线控制	否 是
泵吸入压力	0.45 bar	允许环境温度	5 – 40 °C
最大流速	31 l / min	允许环境湿度	80 %
连接外部 PT 100 接口	是		

* 泵速设置 2,000 rpm 时，温度可低至 -30 °C

IKA Works Guangzhou

艾卡 (广州) 仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路 173 号 - 175 号
电话: +86 20 8222 6771, 传真: +86 20 8208 8373
邮箱: info@ika.cn, 网址: www.ika.cn



WeChat



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide