

IKA

designed for scientists



RV 10.50 Vertical condenser with manifold and cut-off valve for reflux distillation

/// 参数列表

竖直多管型冷凝管，带回流阀。待蒸馏溶剂可通过PTFE加样管不断加入。待蒸馏溶剂可通过 PTFE加样管不断加入。带镀膜的冷凝器可防止玻璃破碎飞溅。

运行时需要使用 RV 10.74 蒸发管。



designed for scientists

技术参数

冷凝器种类	垂直式
冷凝面积 [cm ²]	1500
重量 [kg]	1.2955