


# IKA

designed for scientists

DE



SCHÖNER RÜHREN | IKA myPlate

# IKA myPlate

/// Der Magnetrührer mit individueller Aufstellfläche

IKA myPlate vereint die herausragenden technischen Eigenschaften der beliebten und bewährten IKA Magnetrührer color squid und big squid mit der Option zur kreativen Individualisierung.



## TECHNISCHE DATEN IKA MYPLATE

Rührmenge max. pro Rührstelle (H <sub>2</sub> O)	1,5 l
Drehrichtung	Rechts
Drehzahl	min. 0 rpm max. 2.000 rpm
Aufstellfläche Werkstoff	Glas
Aufstellfläche Abmessungen	Ø 135 mm
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 54
Spannung	100 – 240 V
Gewicht	0,5 kg
Abmessungen (B x H x T)	150 x 30 x 160 mm
Geräteaufnahmeleistung	4 W Standby: 0,1 W

## Persönlicher Wechselrahmen

Bei der IKA myPlate können Sie die Aufstellfläche selbst gestalten. Sie erhalten das Gerät mit einer dekorativen Bildvorlage, die dank des praktischen Wechselrahmens ganz einfach selbst ausgetauscht werden kann. Andere haben persönliche Bilder auf dem Schreibtisch – Sie machen einen der besten Magnetrührer im Laboralltag zur Leinwand für Ihre Lieblingsbilder.

## Bewährt hohe Funktionalität

Davon abgesehen, dass Sie Ihre Proben mit myPlate auf kreativem Grund rühren, erhalten Sie alle guten Eigenschaften dieses kräftigen Rührers, wie Sie es von IKA gewohnt sind:

- > Hohe Chemikalienbeständigkeit
- > Elektronisch gesteuerter Motor
- > Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- > Drehzahlbereich zwischen 0 und 2.500 Umdrehungen pro Minute

### AUF IKA.COM FLÄCHENDESIGN KREIEREN:

Im Lieferumfang sind vorgestanzte Druckvorlagen enthalten. Um Ihre eigenen Bilder perfekt aufzudrucken, laden Sie diese auf der IKA Webseite hoch und erstellen Sie die genau passende Druckvorlage zur Individualisierung Ihres Magnetrührers.

IKA myPlate

Ident-Nr. 0025005156

IKA-Werke GmbH & Co. KG

Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Deutschland

Telefon: +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98

eMail: sales@ika.de



www.ika.com



IKAworlwide // #lookattheblue