


IKA

designed for scientists

PT



AGITAÇÃO PERFEITA | IKA myPlate

IKA myPlate

/// O agitador magnético com uma placa de configuração individual

IKA myPlate combina as excelentes características técnicas dos conhecidos agitadores Color Squid e Big Squid da IKA.



Personalize a base de seu PLATE

Faça você mesmo o design de seu IKA myPlate. Ao receber o dispositivo você ganha um modelo de imagem decorativa, que pode ser trocado facilmente. Algumas pessoas têm fotos de família, amigos que podem ser colocadas na base do IKA Myplate.

Alta funcionalidade comprovada

Além de agitar suas amostras de forma criativa, o IKA myPlate possui todas as excelentes características de um equipamento IKA. Alta qualidade e design inovador fazem com que a IKA seja reconhecida mundialmente.

- > Alta resistência química
- > Motor controlado eletronicamente
- > Indicador de velocidade digital
- > Faixa de velocidade entre 0 e 2.500 rpm

DADOS TÉCNICOS

Quantidade de agitação max. por posição de agitação (H ₂ O)	1,5 l
Direção de rotação	Direita
Velocidade	min. 0 rpm max. 2.000 rpm
Material da placa de montagem	Vidro
Dimensões da placa de montagem	Ø 135 mm
Classe de proteção conforme DIN EN 60529	IP 54
Tensão	100 – 240 V
Peso	0,5 kg
Dimensões (L x A x P)	150 x 30 x 160 mm
Entrada de energia	4 W Espera: 0,1 W

CRIE O DESIGN DE SUA PLATAFORMA NA IKA.COM:

Modelos pré-perfurados são incluídos no escopo de entrega. Para obter impressões perfeitas de sua autoria ou fotos, faça o upload delas no site da IKA e reproduza a impressão exata para seu myPlate.

IKA myPlate

Ident. No. 0025005156

IKA BRASIL EQUIP LAB ANA PROC LTDA

Rua Alfredo da Costa Figo, n°. 102, Jardim Santa Cândida
Campinas – SP CEP 13087-534 – Brasil
Telefone : (19) 3772-9600
vendas@ika.net.br



www.ika.com



IKAworlwide // #lookattheblue