

JP

## 使い捨てまたは再利用可能な粉碎容器

/// MultiDrive control 専用のオートクレーブ可能な使い捨てチューブ

クロスコンタミネーションの効果的な回避方法: MultiDrive control 専用使い捨てチューブ

BT 250.5 と MT 150.5、どちらもオートクレーブ可能で再利用ができるように設計されています。

### 湿った試料用粉碎チューブ

BT 250.5 は、クロス形状のステンレス製ビーターとフロワーレーカー付きの使い捨てチューブです。

湿式混合に最適です。



### 乾燥した試料用粉碎チューブ

MT 150.5 は、一般的なステンレス製ビーターを備えた使い捨てチューブです。

乾燥した試料の研削に最適です。



## /// 有益な情報

- 両チューブともオートクレーブ可能であるため、複数回使用してもクロスコンタミネーションを効果的に防止できます。
- スペアシールは、交換することで両チューブの寿命を延ばします。
- 内臓 RFID チップにより、使用回数を認識し、シールまたはチューブを交換する時期に達すると本体が自動的に交換時期をお知らせします。
- MultiDrive control は、チューブの使用に必須の保護ハウジングで覆われている場合のみ自動的に認識されます。そうでない場合、粉碎機は起動しません。

### 技術データ

	BT 250.5	MT 150.5
数量	パッケージごとにチューブ 5 本と予備シール 5 本、再アクティベーションコードを含む	
使用可能な最大容量	250 ml	150 ml
投入試料の最大粒度 / 最大硬度	10 mm / 5 Mohs	
試料と接触する部分の材質	ステンレス, PA, PC, PTFE, シリコン	
オートクレーブ可能	Yes	
FDA コンプライアンス	Yes	

TC 1 保護ハウジングと組み合わせた場合のみ使用できます。TC 1 は別売アクセサリです。

