

IKA

designed for scientists

PT




PESAGEM INTELIGENTE | IKA [scale]

IKA [scale]

/// O primeiro suporte com balança da categoria

Um suporte com uma balança integrada e interface de dados: disponível apenas pela IKA. O novo suporte fornece maior conforto e segurança para suas aplicações laboratoriais. Por exemplo, o agitador pode estar em funcionamento normal, adicionamos quantidades a amostra e elas são pesadas e documentadas imediatamente durante o processo de agitação.

Patenteado: o IKA [Scale] é único no mercado!



Pesagem de amostras com até 6 kg

O inteligente suporte com balança da IKA tem um intervalo de pesagem de até 6 kg com uma resolução de 1 g. É, portanto, particularmente adequado para o controle de adição de material à amostra enquanto se faz a agitação.

Display de Fácil Acesso

Trabalhe com um visor LCD claro e moderno e muito fácil de usar. Todas as informações, sejam valores de medição, calibração etapas ou mensagens de status, são mostrados facilmente.

DADOS TÉCNICOS

Proteção contra sobrecarga	Sim
Dimensões (L x A x P)	215 x 45 x 390 mm
Peso	3,0 kg
Temperatura ambiente admissível	5 – 40 °C
Umidade relativa permitida	80 %
Classe de proteção de acordo com DIN EN 60529	IP 21
Interface	USB
Tensão	100 – 240 V
Frequência	50/60 Hz

Placa de montagem estável

A carcaça sólida de zinco fundido proporciona estabilidade e robustez.

Conexão via Bluetooth

O peso da amostra medida pode ser diretamente transferido para um dispositivo adequado (por exemplo, série IKA Mini- / Microstar) e exibido no display.

IKA [scale]

Ident. No. 0025004318

IKA BRASIL EQUIP LAB ANA PROC LTDA

Rua Alfredo da Costa Figo, N°. 102, Jardim Santa Cândida -
Campinas - SP, CEP 13.087-534, Brasil

Telefone: +55 19 3772-9600, fax: +55 19 3772-9601

eMail: sales@ika.net.br



www.ika.com



IKAworlwide // #lookattheblue