

# IKA

designed for scientists

CN



## 数字化实验室的控制中心

自动化、操作与控制：  
兼容大多数制造商设备的软件

# 整体 实验室世界.....



来自超过 55 家制造商的 700 多台实验室设备可以通过 labworldsoft® 6 联网、控制和操作。如果设备库中没有您想要的设备,我们很乐意为您添加。

## // 节省时间

无论您使用的是哪种设备或哪种试验系统:它们都可以或即将可以在 labworldsoft® 6 中找到。在电脑上,您可以自动化实验室流程、存储您自己的方法和流程,或在实验期间进行数学运算。为您每一次的实验节省时间。

## // 提高安全

在远程操作中,您可以在安全距离内控制实验反应。自动化的方法和过程控制确保工艺可靠性的提高、更好的用户安全性和工艺的可重现性。



## ...在一个软件中

从您的 PC 操作您的整个实验室。此外，您可以在不同设备上创建逻辑控制的流程，自动执行日常任务并记录测量值或实时计算。



### // 变得更灵活

使用 labworldsoft® 6，您可以为各种应用编辑任意数量或逻辑关系的设置。您可以保存配置反复使用，并且通过逻辑模块编辑更复杂的控制系统。

过程中生成的测量数据可以以 XLSX 和 CSV 文件格式输出，以供记录和进一步分析。通过这种方式，您可以协同操作多个品牌的设备，而无需逐个操作。

### // FDA 21 CFR Part 11

labworldsoft® 6 支持 FDA 21 CFR Part 11 的功能。这些包括用户管理、审计跟踪、电子签名以及数据完整性。因此，该软件可以在需要 FDA 合规的环境中使用。

## labworldsoft® 6 Starter 入门版

- › 适用于小型配置
- › 最多支持 3 台设备
- › 适用于所有制造商的实验室设备
- › 新版 labworldsoft® 6 Starter 提供 1 年支持

## labworldsoft® 6 Advanced 专业版

- › 适用于所有配置
- › 访问设备库中的 700 多台设备
- › 可以同时控制任意数量的设备
- › 适用于所有制造商的实验室设备
- › 新版 labworldsoft® 6 Advanced 提供 1 年支持

## labworldsoft® 6 Pro 旗舰版

- › 适用于所有配置
- › 访问设备库中的 700 多台设备
- › 可以同时控制任意数量的设备
- › 适用于所有制造商的实验室设备
- › 支持 labworldsoft® 服务器
- › 支持 FDA 21 CFR Part 11 的要求
- › 新版 labworldsoft® 6 Pro 提供 1 年支持

## labworldsoft® 6 Visc 粘度计专用版

- › 粘度测量应用
- › 适用于所有 IKA ROTAVISC 粘度计
- › 适用于所有制造商的恒温器和 pH 计
- › 支持 labworldsoft® 服务器
- › 支持 FDA 21 CFR Part 11 的要求

## labworldsoft® 6 电化学平行合成系统专用版

- › 应用于电化学平行合成系统
- › 使用以下设备: IKA Screening System, RCT digital 磁力搅拌器, Rohde & Schwarz HMP 4040 恒流恒压仪

免费试用 30 天!

有关更多信息, 请访问:  
[www.labworldsoft.com](http://www.labworldsoft.com)