

IKA

designed for scientists

DE



Das Cockpit für alle Labore

Automatisieren, Steuern, Überwachen:
Eine Software für alle Hersteller

DIE GANZE LABORWELT...



Mehr als 700 Laborgeräte von über 55 Herstellern können mit labworldsoft® 6 vernetzt, überwacht und gesteuert werden. Sollte Ihr Wunschgerät nicht in der Gerätebibliothek vorhanden sein, implementieren wir es sehr gerne für Sie.

Zeit sparen

Egal, mit welchem Gerät oder welcher Pilotanlage Sie arbeiten: Sie sind bereits in labworldsoft® 6 implementiert oder werden für Sie mit eingepflegt. Am PC automatisieren Sie Laborprozesse, speichern eigene Rezepte und Prozessabläufe oder führen noch während des Versuchs Berechnungen durch. So sparen Sie sowohl bei der Inbetriebnahme als auch bei jedem weiteren Versuch Zeit.

Sicherheit erhöhen

Im Remote-Betrieb steuern Sie anspruchsvolle Laborreaktionen aus sicherer Distanz. Etliche Möglichkeiten der Rezept- und Prozessautomatisierung sorgen für mehr Prozesssicherheit, mehr Anwendersicherheit und eine höhere Reproduzierbarkeit aller Abläufe.



... in einer Software

Vom PC aus bedienen Sie Ihr ganzes Labor. Sie legen Abhängigkeiten von Prozessen an verschiedenen Geräten fest, automatisieren Routineaufgaben und definieren Messwertaufzeichnungen oder Echtzeit-Berechnungen.



Flexibler werden

Mit labworldsoft® 6 bilden Sie nahezu jeden Laborprozess und beliebig viele Laboraufbauten unterschiedlichster Anwendungen ab. Sie konfigurieren sie, speichern sie für die Mehrfachverwendung ab und kombinieren verschiedene Geräte über logische Verknüpfungen zu neuen komplexen Systemen. Messdaten, die während eines Prozesses erzeugt werden, können zur Dokumentation und zur weiteren Analyse in den Dateiformaten XLSX, CSV und PDF ausgegeben werden. So schaffen Sie Synergien, ohne sich an einen Hersteller zu binden.

FDA 21 CFR Part 11

labworldsoft® 6 unterstützt Funktionen der FDA 21 CFR Part 11. Dazu gehören Benutzerverwaltung, Audit Trails, elektronische Signaturen sowie Datenintegrität. Somit kann die Software im FDA regulierten Umfeld eingesetzt werden.

labworldsoft® 6 Starter

- › Für kleine Gerätekonfigurationen
- › Für bis zu 3 Geräte
- › Für Laborgeräte aller Hersteller
- › 1 Jahr Support mit neuen Versionen von labworldsoft® 6 Starter

labworldsoft® 6 Advanced

- › Für alle Gerätekonfigurationen
- › Mehr als 700 Geräte aus Gerätebibliothek
- › Beliebige viele Geräte zeitgleich steuern
- › Für Laborgeräte aller Hersteller
- › 1 Jahr Support mit neuen Versionen von labworldsoft® 6 Advanced

labworldsoft® 6 Pro

- › Für alle Gerätekonfigurationen
- › Mehr als 700 Geräte aus Gerätebibliothek
- › Beliebige viele Geräte zeitgleich steuern
- › Für Laborgeräte aller Hersteller
- › Unterstützt labworldsoft® Server
- › Unterstützt Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
- › 1 Jahr Support mit neuen Versionen von labworldsoft® 6 Pro

labworldsoft® 6 Visc

- › Anwendung für die Viskositätsmessung
- › Für alle IKA ROTAVISC Viskosimeter
- › Für Thermostate und pH-Messgeräte aller Hersteller
- › Unterstützt labworldsoft® Server
- › Unterstützt Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11

labworldsoft® 6 Screening System

- › Anwendung für das Screening und die Automatisierung der Elektrosynthese
- › Zugriff auf folgende Geräte: IKA Screening System, RCT digital Magnetrührer, Rohde & Schwarz HMP 4040 Netzteil

Jetzt 30 Tage kostenlos testen!

Weitere Informationen unter:

www.labworldsoft.com
