

# IKA

designed for scientists

TR



## ÜRÜN HABERLERİ 2026

Yenilik. Hassasiyet. Bağlantı.

2026'nın 2. çeyreğinde  
satışa sunulacak



RCT basic

Ident. No. 0025008259



RET basic anodized

Ident. No. 0020133787

RCT basic anodized

Ident. No. 0020133785

RET basic

Ident. No. 0025008265

#### Combination with Wireless Sensor and Contact Thermometer



ETS-D5

Ident. No. 0025008371



PT wireless

Ident. No. 0025008369

ETS-D7

Ident. No. 0025008369

## RCT ve RET temel

Hassas. Sağlam. Tekrarlanabilir.

Isıtma ve karıştırma işlemlerinizi bir üst seviyeye taşıyın: RCT ve RET basic, günlük kullanım için güvenilir performans sunar. Sensör Çözümlerimizle birleştirildiğinde, ısıtmadan sabit nihai sıcaklığa kadar tam bir proses kontrolü elde edersiniz.

### AVANTAJLARINIZ

- › **Güvenilir sonuçlar:** 340 °C'ye kadar güçlü ısıtma ve 1700 rpm'ye kadar karıştırma hızları, çok çeşitli laboratuvar uygulamaları için hızlı ısınma ve istikrarlı karıştırma sağlar.
- › **Maksimum güvenlik:** Bağımsız aşırı ısınma koruması, sıcaklık uyarıları ve otomatik izleme özelliklerine sahip entegre güvenlik sistemi, kullanıcıları, numuneleri ve laboratuvar ekipmanını korur.
- › **Verimli iş akışları:** Güçlü manyetik bağlantı ve optimize edilmiş ısıtma performansı, zorlu uygulamalarda bile karıştırma çubuğunun yerinden çıkmaması sayesinde güvenilir karıştırma sağlar.
- › **Kompakt ve sağlam tasarım:** Piyasadaki en küçük ayak izi, korumalı gövde ile birleştiğinde, zorlu laboratuvar ortamlarında ve sınırlı alanlarda bile güvenli çalışma sağlar.
- › **Geleceğe hazır bağlantı:** Özellikle RET basic modelinde, gelişmiş arayüzler ve kablosuz iletişim, otomasyonu, dijital iş akışlarını ve modern laboratuvarlara sorunsuz entegrasyonu mümkün kılar.

## RH basic ve RH lite

Günlük işler için sade güç.

Güvenilir ısıtma önemli olduğunda, RH basic ve RH lite tam da ihtiyacınız olanı sunar – gereksiz ayrıntılar olmadan, kolay kullanım ve verimli performans.

### AVANTAJLARINIZ

- › **Basit ve güvenilir kullanım:** İki döner ve basmalı düğmeyle sezgisel kontrol, hızlı ve verimli laboratuvar çalışması için ısıtma ve karıştırma işlevlerinin kolayca ayarlanmasını sağlar.
- › **Kompakt laboratuvar çözümü:** Son derece kompakt ayak izi, değerli çalışma alanından tasarruf sağlar ve çeker ocaklara veya kalabalık laboratuvar tezgahlarına mükemmel şekilde sığar.
- › **Güçlü performans:** 600 W ısıtma gücü, 310 °C'ye kadar sıcaklık ve 1500 rpm'ye kadar karıştırma hızları ile her iki model de günlük laboratuvar uygulamalarının geniş bir yelpazesini kapsar.
- › **Enerji verimli karıştırma:** Dayanıklı EC motor, enerji tüketimini ve bakım gereksinimlerini en aza indirirken güçlü karıştırma performansı sağlar.
- › **Esnek sıcaklık kontrolü:** RH basic, ETS-D5 sensörü ile hassas harici sıcaklık ayarı sağlarken, RH lite temel ısıtma ve karıştırma görevleri için basit ve uygun maliyetli bir çözüm sunar.

2026'nın 2. çeyreğinde  
satışa sunulacak



RH basic

Ident. No. 0020106987



RH lite

Ident. No. 0020007108

2026'nın 2. çeyreğinde satışa sunulacak

## EUROSTAR Serisi

Güç ve hassasiyet bir arada.

EUROSTAR tavan tipi karıştırıcılar, zorlu karıştırma görevleri için size güç ve hassasiyet sunar. Eksiksiz çözümler (şaftlar, karıştırma aletleri, sehpa, güvenlik modülleri) sayesinde kurulumunuzu tam olarak ihtiyacınıza göre yapılandırabilirsiniz.

### AVANTAJLARINIZ

- › **Güvenilir karıştırma performansı:** Yüksek torklu ve güçlü motorlar, düşük viskoziteli sıvılardan yüksek viskoziteli malzemelere kadar geniş bir viskozite aralığında verimli karıştırma sağlar.
- › **Hassas proses kontrolü:** Entegre tork ölçümü, gerçek zamanlı izlemeyi ve karıştırma sırasında viskozite hesaplamasını mümkün kılar; böylece araştırma ve ürün geliştirmede güvenilir sonuçlar elde edilmesini destekler.
- › **Geliştirilmiş güvenlik:** Güvenlik durdurma modu, titreşim izleme ve sağlam tasarım, zorlu karıştırma uygulamaları sırasında bile kullanıcıları ve ekipmanı korumaya yardımcı olur.
- › **Esnek uygulama yelpazesi:** Geniş model, hız ve tork seviyesi yelpazesi sayesinde EUROSTAR serisi, yoğun karıştırma, çözme ve viskoz numunelerin işlenmesi gibi çeşitli laboratuvar görevlerini yerine getirebilir.
- › **Akıllı bağlantı ve kullanım:** Ergonomik tasarım, sezgisel ekranlar ve USB, RS232, Kablosuz (WPAN) veya Wi-Fi gibi arayüzler, temel ısıtma ve karıştırma görevlerinde kolay kontrol, veri yönetimi ve dijital laboratuvar iş akışlarına entegrasyon sağlar.

EUROSTAR 20  
high speed control  
Ident. No. 0020105161

EUROSTAR 100 control  
Ident. No. 0020105159



EUROSTAR 20 high speed digital  
Ident. No. 0020105160



EUROSTAR 20 digital  
Ident. No. 0020105154

EUROSTAR 40 digital  
Ident. No. 0020105155



EUROSTAR 60 digital  
Ident. No. 0020105156

EUROSTAR 60 control  
Ident. No. 0020105158



EUROSTAR 100 digital  
Ident. No. 0020105157



EUROSTAR 400 high torque digital  
Ident. No. 0020105162



EUROSTAR 660 high torque control  
Ident. No. 0004090000

2026'nın 3. çeyreğinde piyasaya çıkacak

IKA PEN 10 – 200 µl  
Ident. No. 0020025103

IKA PEN 0.5 – 10 µl  
Ident. No. 0020025101

IKA PEN 5 – 100 µl  
Ident. No. 0020025102

IKA PEN 50 – 1000 µl  
Ident. No. 0020140238



## IKA PEN

Ölçüm her zaman elinizin altında

IKA PEN, hızlı kontroller ve belgelenmiş sonuçlar için taşınabilir hassas ölçüm aletinizdir – hafiftir, ergonomiktir ve her an kullanıma hazırdır.

### AVANTAJLARINIZ

- › **Gün boyu konfor:** IKA PEN sadece 100 g ağırlığında olup ergonomik, kalem şeklindeki tasarımı sayesinde uzun laboratuvar seansları sırasında bile yorulmadan pipetleme yapmanızı sağlar.
- › **Güvenilir hassasiyet ve doğruluk:** Elektronik kontrol ve programlanabilir işlevler, her seferinde tekrarlanabilir sonuçlar, tutarlı performans ve yüksek hassasiyet sağlar.
- › **Basitleştirilmiş iş akışı:** Sezgisel menü yapısı, MIX ve COUNTER fonksiyonları ile basit kendi kendine kalibrasyon, karmaşık pipetleme protokollerinin daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
- › **Akıllı bağlantı ve kontrol:** IKA PEN Uygulamasına kesintisiz Kablosuz (WPAN) bağlantı, daha büyük bir ekran, kolay cihaz yönetimi ve pipetleme görevleri üzerinde gelişmiş kontrol sağlar.

## GÜVENLİ CİHAZ KONTROLÜ İÇİN AKILLI MERKEZ

2026'nın 2. çeyreğinde satışa sunulacak



IKA HUB  
Ident. No. 0020123598

## IKA HUB

Bağlantılı laboratuvarınızın kalbi

IKA HUB ile cihazları, verileri ve iş akışlarını akıllı bir ekosistemde bir araya getirirsiniz. Süreçler şeffaflaşır, kararlar daha hızlı alınır ve işlemler daha güvenli hale gelir.

### AVANTAJLARINIZ

- › **Merkezi kontrol:** Tek bir 7 inçlik dokunmatik ekrandan aynı anda beş adede kadar IKA cihazını yönetin; böylece tüm bilgiler net bir şekilde görünür ve kolayca erişilebilir olur.
- › **Gelişmiş güvenlik:** Yerleşik Ekran Kilidi ve Güvenli DURDURMA işlevleri, istenmeyen değişiklikleri önler ve gerektiğinde cihazları anında güvenli bir duruma getirerek hem deneylerinizi hem de ekibinizi korur.
- › **Verimli iş akışı:** Özelleştirilebilir düzenler, gerçek zamanlı izleme ve cihaz entegrasyonu, hataları azaltır ve çoklu cihaz deneyleri sırasında değerli zamandan tasarruf sağlar.
- › **Güvenilir çalışma:** Güçlü 10.000 mAh pil, 10 saate kadar uzun çalışma süreleri sağlar, kesintisiz kontrolü garanti eder ve arıza süresini en aza indirir.
- › **Akıllı veri yönetimi:** Deney sonuçlarını görselleştirin, kullanıcı erişim haklarını atayın ve otomatik iş akışlarını programlayarak güvenli, izlenebilir ve tekrarlanabilir sonuçlar elde edin.





### Lab Monitor & Lab Assistant

2026'nın 2. çeyreğinde satışa sunulacak

Daha fazla içgörü. Daha fazla zaman. Daha fazla kalite.

IKA'nın Dijital Laboratuvar Hizmetleri, canlı izlemeyi rehberli iş akışlarına kadar günlük çalışmalarınızı ölçülebilir, izlenebilir ve öngörülebilir hale getirir. IKA HUB ile birleştirildiğinde, kesintisiz bağlantılı bir laboratuvar oluşturursunuz.



IKA LAB Monitor'ü  
KEŞFEDİN



IKA Lab Assistant  
Uygulamasını **HEMEN  
İNDİRİN**



#### AVANTAJLARINIZ (IKA LAB Monitor)

- › **Tamamen kablesiz:** Hiçbir kablo veya ek aksesuar kullanmadan Wi-Fi üzerinden cihazlarınızı izleyin ve laboratuvar kurulumunuzda tam esneklik elde edin.
- › **Net gerçek zamanlı genel bakış:** Daha hızlı ve daha güvenli kararlar alabilmek için sezgisel grafik ekranlar sayesinde tüm cihaz verilerini anında görüntüleyin.
- › **Kolay veri yönetimi:** 30 güne kadar veriyi kaydedin ve analiz, dokümantasyon ve mevzuata uygunluk amacıyla CSV dosyaları olarak dışa aktarın.
- › **Güvenilir proses güvenliği:** Sorunları hızlı bir şekilde tespit etmek ve laboratuvar operasyonlarının sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için günlüklere ve hata mesajlarına istediğiniz zaman erişin.
- › **Akıllı cihaz yönetimi:** Laboratuvarları düzenleyin, cihazları kullanıcılara atayın ve verimli iş akışları için kontrolü merkezi olarak elinizde tutun.

#### AVANTAJLARINIZ (IKA LAB Assistant)

- › **Hızlı ve kolay erişim:** Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde (iOS ve Android) ücretsiz IKA LAB ASSISTANT uygulamasını kullanarak laboratuvar görevlerinizi her zaman, her yerden yönetin.
- › **Hepsi bir arada çözüm:** myIKA ve IKA Specials gibi IKA hizmetlerine sorunsuz bir şekilde bağlanarak tüm laboratuvar ihtiyaçlarınızı tek bir uygulamada bir araya getirin.
- › **Güvenli uzaktan izleme:** Kablosuz (WPAN) bağlantı yoluyla cihaz verilerini kablolarla ihtiyaç duymadan takip edin; böylece laboratuvar güvenliği artırırken, mesafeden kolayca izleme yapabilirsiniz.
- › **Pratik laboratuvar araçları:** Verimli ve güvenilir günlük iş akışları için ısıtma süresi hesaplayıcısı ve ROTAVISC kalibrasyonu gibi yerleşik araçlardan yararlanın.
- › **Artırılmış verimlilik:** Tek bir kullanıcı dostu arayüzden tüm temel işlemlere ve bilgilere erişerek zamandan tasarruf edin ve rutin görevleri basitleştirin.



## Güncel Promosyonlar

Karıştırma, harmanlama, ölçüm, buharlaştırma ve dijital laboratuvar bağlantısı için en yeni IKA çözümlerini keşfedin – günlük işlerinize hazır, hedefleriniz için tasarlanmış.



ŞİMDİ KEŞFEDİN  
[www.ika.com/promo](http://www.ika.com/promo)

## IKA Haber Bülteni

Laboratuvarınızla ilgili yenilikler ve haberler hakkında daha hızlı bilgi almak ister misiniz? O halde haber bültenimize abone olun.



GÜNCELLERDEN HABERDAR OLUN:  
[www.ika.com/newsletter](http://www.ika.com/newsletter)