

# IKA

designed for scientists

CN



2026 新品快讯  
创新 精准 互联

2026 年  
第二季度上市



RCT basic  
订货号 0025008259



RET basic anodized  
订货号 0020133787

RCT basic anodized  
订货号 0020133785

RET basic  
订货号 0025008265

与无线传感器和接触式温度计组合



ETS-D5  
订货号 0025008371

ETS-D7  
订货号 0025008369



PT wireless  
订货号 0025008369

## RCT 和 RET basic

精准. 坚固. 可重现.

将您的加热和搅拌工艺提升到新高度：RCT 和 RET basic 为日常使用提供稳定可靠的性能。配合我们的传感器解决方案，您可以实现精确的过程控制 – 从启动加热直至稳定的目标温度。

### 核心优势

- › **可靠的结果**：强大的加热能力（最高 340 °C）和高达 1700 rpm 的搅拌速度，确保快速升温 and 稳定的混合，适用于广泛的实验室应用。
- › **超高安全性**：集成安全系统配备独立过热保护、温度警告和自动监控功能，保护用户、样品和实验室设备。
- › **高效工作流程**：强劲的磁耦合与优化的加热性能，即使在苛刻的应用条件下，也能保证搅拌可靠，不会发生搅拌子脱磁。
- › **紧凑坚固的设计**：紧凑小巧的尺寸搭配全面防护的外壳，即使在恶劣的实验室环境和狭小空间中也能安全运行。
- › **前瞻互联能力**：特别是 RET basic 型号，其先进的接口和无线通信功能支持自动化、数字化工作流程，并能无缝集成到现代实验室中。

## RH basic 和 RH lite

简单而强大，轻松应对日常任务。

当可靠的加热至关重要时，RH basic 和 RH lite 能精准满足您的需求 – 无冗余功能、操作简便、性能高效。

### 核心优势

- › **操作简便可靠**：通过两个旋转按压式旋钮进行直观控制，可轻松调节加热和搅拌功能，助力实验室工作快速高效。
- › **紧凑型实验室解决方案**：极小的占地面积节省宝贵的实验空间，非常适配通风柜或拥挤的实验台。
- › **强劲性能**：凭借 600 W 加热功率、最高 310 °C 的温度以及最高 1500 rpm 的搅拌速度，这两款型号可满足日常实验室应用的广泛需求。
- › **节能搅拌**：耐用的 EC 电机在确保强劲搅拌性能的同时，有效降低了能耗和维护需求。
- › **灵活的温度控制**：RH basic 型号可通过 ETS-D5 传感器实现精确的外部温度调节，而 RH lite 则为基本的加热和搅拌任务提供了一种简单且经济高效的解决方案。

2026 年  
第二季度上市



RH basic  
订货号 0020106987



RH lite  
订货号 0020007108

2026 年  
第二季度上市



EUROSTAR 20  
high speed control  
订货号 0020105161



EUROSTAR 100 control  
订货号 0020105159

## EUROSTAR 系列

强劲动力与精准控制的完美结合。

EUROSTAR 顶置式搅拌器为您提供完成高要求混合任务所需的强劲动力与精准控制。借助全套解决方案(轴、搅拌工具、支架、安全模块)，您可以根据需要精确配置您的设备。

### 核心优势

- › **可靠的搅拌性能**: 高扭矩和强劲的电机确保在广泛的粘度范围内实现高效搅拌 – 从低粘度液体到高粘度材料。
- › **精确的过程控制**: 集成的扭矩测量功能支持实时监测, 并可在搅拌过程中计算粘度, 从而为研究和产品开发提供可靠的结果。
- › **增强安全性**: 安全停止模式、振动监测和坚固的设计有助于保护用户和设备, 即使在苛刻的搅拌应用中也能确保安全。
- › **灵活的应用范围**: 凭借丰富的型号、转速和扭矩级别, EUROSTAR 系列可胜任各种实验室任务, 例如高强度混合、溶解和处理高粘度样品。
- › **智能连接与操作**: 符合人体工学的设计、直观的显示屏以及 USB、RS232、无线 (WPAN) 或 Wi-Fi 等接口, 使设备易于控制、便于数据管理, 并能无缝集成到数字实验室工作流程中, 以完成基本的加热和搅拌任务。



EUROSTAR 20 high speed digital  
订货号 0020105160



EUROSTAR 20 digital  
订货号 0020105154



EUROSTAR 60 digital  
订货号 0020105156

EUROSTAR 40 digital  
订货号 0020105155

EUROSTAR 60 control  
订货号 0020105158



EUROSTAR 100 digital  
订货号 0020105157



EUROSTAR 400 high torque digital  
订货号 0020105162



EUROSTAR 660 high torque control  
订货号 0004090000

2026 年  
第三季度上市

IKA PEN 10 – 200 µl  
订货号 0020025103

IKA PEN 0.5 – 10 µl  
订货号 0020025101

IKA PEN 5 – 100 µl  
订货号 0020025102

IKA PEN 50 – 1000 µl  
订货号 0020140238



## IKA PEN

测量触手可及

IKA PEN 是您进行快速检测并记录结果的便携式精密工具 – 轻便、符合人体工学，随时待命。

### 核心优势

- › **全天舒适:** IKA PEN 仅重 100 克，采用符合人体工学的笔形设计，即使在长时间的实验室工作中也能轻松进行移液操作，毫无疲劳感。
- › **可靠的精度与准确性:** 电子控制和可编程功能确保每次操作都能获得可重复的结果、稳定的性能和极高的精度。
- › **简化工作流程:** 直观的菜单结构、MIX (混合) 和 COUNTER (计数) 功能以及简便的自校准，使复杂的移液流程更快捷、更易操作。
- › **智能连接与控制:** 通过无线 (WPAN) 与 IKA PEN 应用程序无缝连接，提供更大的显示屏、便捷的设备管理以及对移液任务的增强控制。

## 智能中心, 安全设备控制

2026 年  
第二季度上市



IKA HUB  
订货号 0020123598

## IKA HUB

互联实验室的核心

借助 IKA HUB, 您可以将设备、数据和工作流程连接成一个智能生态系统。流程变得透明，决策更迅速，操作更安全。

### 核心优势

- › **集中控制:** 通过单个 7 英寸触摸屏的 HUB 同时管理多达五台 IKA 设备，所有信息清晰可见且触手可及。
- › **高级安全:** 内置屏幕锁定和安全停止功能，可防止意外更改，并在需要时立即将设备置于安全状态，从而保护您的实验安全。
- › **高效工作流程:** 可自定义的布局、实时监控和设备集成，在多设备实验中减少错误并节省宝贵时间。
- › **可靠运行:** 强大的 10,000 mAh 电池支持长达 10 小时的连续运行，确保控制不中断，将停机时间降至最低。
- › **智能数据管理:** 可视化实验结果、分配用户访问权限并编程自动化工作流，以保证安全、可追溯且可重复的实验结果。





## Lab Monitor & Lab Assistant

完美监测. 更高效. 更可靠.

IKA 数字化实验室可提供实时监测和流程指引, 让您的日常工作变得可量化、可追溯且可预测。结合 IKA HUB, 您将打造一个无缝互联的数字化实验室。



探索  
IKA LAB Monitor

2026 年  
第二季度上市



立即下载  
IKA Lab Assistant  
应用程序



### 核心优势 (IKA LAB Monitor)

- › **完全无线:** 通过 Wi-Fi 连接设备, 无需任何线缆或额外配件, 让您在实验室布局方面拥有完全的灵活性。
- › **清晰的实时概览:** 通过直观的图形界面即时查看所有设备数据, 助您更快、更安全地做出决策。
- › **便捷的数据管理:** 可记录长达 30 天的数据, 并将其导出为 CSV 文件, 用于分析、文档记录及合规性要求。
- › **可靠的过程安全:** 随时访问日志和错误信息, 快速识别问题并确保实验室运行顺畅。
- › **智能设备管理:** 组织实验室、为用户分配设备并集中管理, 实现高效的工作流程。

### 核心优势 (IKA LAB Assistant)

- › **免费的手機 APP:** 智能手机或平板电脑 (iOS 和 Android 系统) 上均可免费安装 IKA Lab Assistant 应用程序, 即可随时随地掌控实验室运行。
- › **一体化解决方案:** 无缝连接 myIKA 和 IKA Specials 等 IKA 服务, 并集成设备监测, 一个 APP 满足您的实验室日常需求。
- › **安全的远程监控:** 通过无线 (WPAN) 连接设备, 无需线缆即可在实现远程监控, 同时提高实验室安全性。
- › **实用工具包:** 内置实验室常用工具包 (如刀头切换-分散速度换算, 溶剂数据库&真空值估算, 元素周期表, 计量单位换算, 恒温系统加热/制冷时间估算和 ROTAVISC 校准功能等), 日常工作更便捷、高效。
- › **提升效率:** 一对一的用户界面轻松掌握设备运行参数, 高效、直观。



## 限时特惠

了解 IKA 最新的搅拌、混合、液体处理、蒸馏及数字化实验室 – 适配日常实验所需，助力科研远大愿景。



立即了解

[www.ika.com/promo](http://www.ika.com/promo)

## IKA 行业通讯

想要第一时间获取实验室技术的创新和行业动态吗？立即订阅我们的官方通讯。



了解最新动态：

[www.ika.com/newsletter](http://www.ika.com/newsletter)

IKA Works Guangzhou

艾卡 (广州) 仪器设备有限公司  
广州经济技术开发区友谊路 173 号 – 175 号  
+86 20 8222 6771 / [info@ika.cn](mailto:info@ika.cn)



IKAworlwide // #lookattheblue

产品技术变更，不再另行通知。