

IKA

designed for scientists

CN



IKA SPECIALS Q1/2023

IKA Specials Q1/2023

IKA 产品完美组合, 可为您提供多元化的整体解决方案! IKA 在研发上的持续投入, 产品线不断扩充, 构架了多元化的产品组合方案, 以求完美匹配您整个实验流程的需求。

IKA 将一如既往同您一起构建高品质、整体形象一致的完美实验室!

更多优惠信息, 欢迎访问IKA官网: www.ika.com
活动截止日期: 2023年03月31日



最新特惠信息
www.ika.com/newsletter

EasySyn 1000 Advanced 反应釜

/// 模块化系统, 无限可能

EasySyn反应釜可用于各类化学合成/反应。EasySyn 的夹套反应容器从 500 ml 到 5000 ml 多种容积可选择, 配置灵活, 确保化学反应安全、稳定, 可重复。

搭配符合人体工学设计的支架, 便于快速、轻松地更换反应容器、对齐搅拌器, 并根据使用者的需要灵活调整工作高度。每一部件都来自 IKA, 同根同源, 完美兼容。

EasySyn 1000 Advanced

/// 专业版反应釜套装

› 容量: 1000 ml

订货号 0020013436

¥133,783.00-

¥ 107,026.00

*该优惠适用于所有EasySyn Advanced套装

20%
OFF*

配置灵活



IKA EasySyn反应釜套装

/// 同根同源, 完美兼容

优势一览:

- › 通过IKA 恒温系统系统, 实现夹套反应釜的最佳温度控制
- › IKA搅拌: 稳定、精确控制
- › 极限真空3mbar, 只需搭配IKA真空泵
- › 过程自动化、数据记录, 追溯已经合规性要去, 交给IKA实验室软件labworldsoft®6



观看视频
www.ika.com/video
 EasySyn 反应釜

新品



HRC 2 lite

/// 紧凑型加热制冷循环器

- › 强大的400W制冷和1000W加热能力
- › 可执行简单的冷却任务, 控温范围-10到100°C
- › 紧凑和节省空间的设计
- › 空气滤网易于清洗
- › 工作容积可达 2.5 L

订货号 0020104318
~~¥20,905.00-~~
¥ 15,679.00

25%
OFF

重新设计的
畅销产品



VACSTAR control

/// 4级变频隔膜泵

- › 集成真空控制器
- › 吸力强劲, 抽气速率22L/min, 极限真空可达2 mbar
- › 可选配VSE 1二次冷凝装置实现安全排放

订货号 0020109385
~~¥38,629.00-~~
¥ 28,972.00

25%
OFF



RCT basic

/// 磁力搅拌器

- › 防爆钢化玻璃面板
- › 清晰的大屏幕显示
- › 发光符号显示重要状态信息
- › USB和RS232接口

订货号 0025006452
~~¥9,456.00-~~
¥ 7,565.00

20%
OFF*

*只适用于线上商城



RV 3 pro V Complete

/// 旋转蒸发仪全套解决方案

- › 该套装包括
- + RV 3 V旋转蒸发仪
- + 高效的竖直玻璃组件
- + 真空泵VACSTAR digital
- + 真空控制器VC 10 lite
- + 循环冷却器 RC 2 lite
- + 加热锅HB eco

订货号 0010012007

¥ 73,009.00-

¥ 54,757.00

25% OFF



新品

INC 125 FS digital (SP20)

/// 振荡培养箱

- › 温度范围广: RT +8 °C - 80 °C
- › 腔室容量: 125 L
- › 最高转速: 300 rpm
- › 振荡直径: 20 mm

订货号 0020117228

¥ 51,528.00-

¥ 38,646.00

25% OFF*

*折扣适用于所有培养箱系列产品



ROTAVISC SBS me-vi Complete

/// 粘度测量变得简单

- › 配备了滚珠轴承技术
- › 专为样品量大的应用而设计
- › 高测量精度
- › 粘度测量范围: 100 - 40.000.000 mPas

订货号 0010007714

¥ 29,857.00-

¥ 22,393.00

25% OFF



混匀和加热

MATRIX Orbital Delta F1.5

/// 恒温混匀器

- › 固定模块, 可容纳 24个 1.5 ml 离心管
- › 速度高达 1,500 rpm
- › 混匀直径 3mm
- › 根据模块、配件和样品量智能调节速度


订货号 0020025664

¥ 24,434.00-

¥ 18,325.00

25% OFF*

*折扣对整个 MATRIX Orbital Delta F 系列有效



IKA G-L

/// 离心机

- › 适用于所有的离心分离应用
- › 兼容 1.5/2mL 离心管, PCR管或 8联管
- › 配备高性能马达: 转速高达 15,700 rpm

订货号 0030001174

¥ 10,751.00-

¥ 8,063.00

25% OFF



TWISTER Set 2

/// 多功能磁力搅拌器

- › 可用作单点或多点磁力搅拌器
- › 可用作涡旋振荡器(需要搭配附件)。
- › 套装包括两个主机驱动单元
- › 可扩展到30个设备同时使用

订货号 0020027388

¥ 8,247.00-

¥ 6,597.00

20% OFF

本公司拥有相关技术规格和价格解释权。所有价格均为含税价。
促销有效期: 2023年1月1日至3月31日。

IKA Works Guangzhou

艾卡(广州)仪器设备有限公司

广州经济技术开发区友谊路 173 号 - 175 号

电话: +86 20 8222 6771, 服务热线: 400 886 0358

邮箱: info@ika.cn, 阿里巴巴: ikashop.1688.com



www.ika.com



IKAworlwide // #lookattheblue

