

IKA

designed for scientists



15 % off

A 10 基本型 珍贵样品小剂量 研磨的首选!

订货号 0025002266
RMB 19,829.00

RMB 16,855.00

活动有效期：9月1日 - 11月30日

A 10 基本型研磨机配件



A 10.1
不锈钢粉碎刀头



A 10.4
缩量刀头



A 10 基本型技术参数

技术参数

| | |
|-------------------|--------------------|
| 马达功率 输入 / 输出 | 300 / 240 W |
| 转速范围 | 25.000 rpm (固定) |
| 有效容积 | 50 ml |
| 工作制式 (开 / 关) | 5 / 10 min |
| 过载保护 | 有 |
| 线速度 | 73 m / s |
| 最大喂料硬度 | 5 Mohs* |
| 最大喂料粒度 | 6 mm |
| 研磨杯材质 | 不锈钢 (AISI316L) |
| 尺寸 (宽 × 深 × 高) | 130 × 145 × 250 mm |
| 重量 | 2,9 kg |
| 允许环境温度 | 5 – 40°C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| 防护等级 DIN EN 60529 | IP 41 |

* 若选配 A 10.3 或 A 11.3 最大研磨硬度可达 9 Mohs

产品特征

- > 间歇研磨，研磨更充分，散热更少
- > 标配冷却腔体，可实现低温研磨，杜绝样品变质
- > 缩量刀头：独特的反相刀头，1 ml 样品也可以研磨
- > 安全使用：急停功能，关盖方可启动
- > 高效研磨：30 s – 1 min 研磨一个样本
- > 研磨品类广泛，粒径可达 mm 级别，确保样品均一性



IKA Works Guangzhou

艾卡 (广州) 仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路 173 号 - 175 号
电话: +86 20 8222 6771, 服务热线: 400 886 0358
邮箱: info@ika.cn



www.ika.com



IKAworlwide // #lookattheblue

IKA

designed for scientists



4 RCT 基本型套装 1
RMB 31,152.00



1 IKA Plate (RCT digital)
RMB 8,153.00



22 % off

特惠

RCT brothers 4 + 1 > 5

RMB 39,305.00

RMB 30,658.00

活动有效期：
9月1日 - 11月30日

1 IKA Pette vario
RMB 2,410.00

德国制造
交货时间: Q1. 2019


赠品



RCT 基本型套装 1 配件



IKA Plate (RCT digital) 配件



RCT brothers 4 + 1 套装

RCT 基本型套装 1 (4 套)


- › RCT 基本型
- + H 16 V 支杆
- + H 38 固定支杆
- + H 44 夹头
- + PT 1000.60 温度传感器 (赠品)
- + IKAFLON® 20/30/40 搅拌子 (赠品)

IKA Plate (RCT digital)

- › RCT 数显型
- + PT 1000.60 温度传感器 (赠品)
- + IKAFLON® 30/40 搅拌子 (赠品)

IKA Pette vario (赠品)

德国制造
发货时间: Q1.2019



8 种规格的移液器任选一支

RMB 39,305.00-
RMB 30,658.00

更多信息请登陆: www.ika.com/zh

IKA Works Guangzhou

艾卡 (广州) 仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路 173 号 - 175 号
电话: +86 20 8222 6771, 服务热线: 400 886 0358
邮箱: info@ika.cn



www.ika.com



[IKAworlwide // #lookattheblue](#)

IKA

designed for scientists



35 % off
终身保修

MINISTAR 80 控制型套装 高科技顶置式 搅拌器

~~RMB 15,766.00~~

RMB 10,248.00

活动有效期：9月1日 - 11月30日

MINISTAR 80 控制型套装配件



R 1826
支架

R 182
夹头

R 1342
搅拌桨



MINISTAR 80 控制型技术参数

技术参数

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 最大搅拌量 (H ₂ O) | 50 l |
| 最大粘度 | 60,000 mPas |
| 电机功率 输入 / 输出 | 69 / 42 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 转速范围 | 0 / 30 – 500 rpm |
| 搅拌轴最大扭矩 | 80 Ncm |
| 显示 | LCD |
| 接口, 用于外部温度传感器 | 有 |
| 钻夹头夹持范围 | 0.5 – 8 mm |
| 空心轴内径 | Ø 8.5 mm |
| 尺寸 (宽 × 深 × 高) | 70 × 144 × 130 mm |
| 重量 | 1.72 kg |
| 允许环境温度 | 5 – 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| 防护等级 DIN EN 60529 | IP 54 |



产品特征

- > 外形小巧但功能强劲! 可覆盖极为宽泛的应用领域;
- > 准确且可读的扭矩测量功能和定时 / 计时功能;
- > 标配外部温度计接口, 主机可实时读取样品温度且随机赠送接触式温度传感器;
- > 标配 USB 接口, 可通过连接 labworldsoft 进行远程控制或数据记录;
- > 具有锁定键, 防止误操作;
- > 官网注册后即可享受 Life time 免费质保!

IKA Works Guangzhou

艾卡 (广州) 仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路 173 号 - 175 号
电话: +86 20 8222 6771, 服务热线: 400 886 0358
邮箱: info@ika.cn



www.ika.com



IKAworlwide // #lookattheblue

IKA

designed for scientists



15 % off

RW 20 数显型套装 机械顶置式 搅拌器

~~RMB 7,408.00~~

RMB 6,297.00

活动有效期：9月1日 - 11月30日

RW 20 数显型套装配件



R 1826
支架

R 182
夹头

R 1342
搅拌桨

RH 3
容器固定夹

RW 20 数显型技术参数

技术参数

| | |
|--------------------------|------------------------|
| 最大搅拌量 (H ₂ O) | 20 l |
| 最大粘度 | 10,000 mPas |
| 电机功率 输入 / 输出 | 70 / 35 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 转速范围 | 60 – 2,000 rpm (50 Hz) |
| 搅拌轴最大扭矩 | 150 Ncm |
| 显示 | LED |
| 接口, 用于外部温度传感器 | 无 |
| 钻夹头夹持范围 | 0.5 – 10 mm |
| 空心轴内径 | Ø 10.5 mm |
| 尺寸 (宽 × 深 × 高) | 88 × 212 × 294 mm |
| 重量 | 3.1 kg |
| 允许环境温度 | 5 – 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| 防护等级 DIN EN 60529 | IP 20 |



产品特征

- > 强劲有力、造型简约，经久不衰的顶置搅拌器明星款；
- > 两个速度档位 (高低速档)，分别针对低粘度和高粘度的应用；
- > 马达动力稳定，具备过压过载保护，提高实验安全性；
- > 竖长外形、人性化的设计；
- > 官网注册后即可享受 2 + 1 年免费质保。

IKA Works Guangzhou

艾卡 (广州) 仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路 173 号 - 175 号
电话: +86 20 8222 6771, 服务热线: 400 886 0358
邮箱: info@ika.cn



www.ika.com



IKAworlwide // #lookattheblue

IKA

designed for scientists

20 % off



IKA Pette fix
RMB 1,990.00

德国制造
交货时间: Q1. 2019

赠品



T 18 数显型套装 分散机

~~RMB 22,936.00~~

RMB 18,349.00

活动有效期: 9月1日 - 11月30日

产品特征

- > 数字显示用于精确设定速度和显示实际速度;
- > 多种分散刀具可选, 满足不同的应用要求;
- > 控制旋钮方便调节转速;
- > 马达过载保护;
- > 快式接口便于分散刀具的互换。

T 18 数显型套装配件



T 18 数显型技术参数

技术参数

| | |
|------------------------|--------------------|
| 处理量 (H ₂ O) | 1 – 1,500 ml |
| 最大粘度 | 5,000 mPas |
| 马达功率 输入 / 输出 | 500 / 300 W |
| 转速范围 | 3,000 – 25,000 rpm |
| 转速显示 | LED |
| 转速调节 | 无级 |
| 空载噪音 | 75 dB(A) |
| 支臂直径 | 13 mm |
| 支臂长度 | 160 mm |
| 处理类型 | 批次 |
| 尺寸 (宽 × 深 × 高) | 87 × 106 × 271 mm |
| 重量 | 2.5 kg |
| 允许环境温度 | 5 – 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| 防护等级 DIN EN 60529 | IP 20 |
| 接口 | 无 |
| 电压 | 220 – 240 V |
| 频率 | 50 / 60 Hz |



IKA Pette fix (赠品)

德国制造

发货时间: Q1.2019

10 种规格的移液器任选一支

IKA Works Guangzhou

艾卡 (广州) 仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路 173 号 - 175 号
电话: +86 20 8222 6771, 服务热线: 400 886 0358
邮箱: info@ika.cn



www.ika.com



IKAworlwide // #lookattheblue

IKA

designed for scientists



15 % off

T 25 easy clean 数显型套装 高速分散机

~~RMB 38,104.00~~

RMB 32,388.00

活动有效期：9月1日 - 11月30日

T 25 easy clean 数显型套装配件



R 1826
支架



R 182
夹头



S 25 EC-C-18G-ST
EC-C 分散刀头



RH 3
容器固定夹

T 25 easy clean 数显型技术参数

技术参数

| | |
|------------------------|--------------------|
| 马达输入 / 输出功率 | 500 / 400 W |
| 处理量 (H ₂ O) | 1 – 2,000 ml |
| 最大粘度 | 5,000 mPas |
| 转速范围 | 3,000 – 25,000 rpm |
| 转速显示 | LED |
| 转速调节 | 无极调速 |
| 空载时噪音 | 70 dB(A) |
| 支臂直径 | 160 mm |
| 支臂长度 | 批次式 |
| 外形尺寸 (宽 × 深 × 高) | 89 × 161 × 270 mm |
| 重量 | 3 kg |
| 允许环境温度 | 5 – 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| 防护等级 DIN EN 60529 | IP 30 |
| 接口 | USB |
| 工作电压 | 220 – 240 V |
| 频率 | 50 / 60 Hz |



产品特征

- > 免拆卸刀头，易于清洁；
- > 无碳刷马达，低噪音，寿命更长久；
- > 识别刀具是否安全安装，增强安全性；
- > 计时 / 定时功能，数字显示，清晰易读；
- > 全新外壳设计，更耐腐蚀。

IKA Works Guangzhou

艾卡 (广州) 仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路 173 号 - 175 号
电话: +86 20 8222 6771, 服务热线: 400 886 0358
邮箱: info@ika.cn



www.ika.com




IKAworlwide // #lookattheblue

IKA

designed for scientists

48 % off
专利产品



German
Design Award
NOMINEE



reddot design award
winner 2013

Tube Mill 控制型套装 试管研磨机

RMB 19,188.00-

RMB 9,999.00

活动有效期:

9月1日 - 11月30日

WWW.IKA.COM

Tube Mill 控制型套装配件



MT 40.10
无菌研磨杯 (10 个 / 包)



A-MMT 40.100
耗材备件套装



MMT 40.1
多次使用研磨杯

Tube Mill 控制型技术参数

技术参数

| | |
|-------------------|--------------------|
| 马达功率 输入/输出 | 100 / 80 W |
| 转速范围 | 5,000 – 25,000 rpm |
| 有效容积 | 40 ml |
| 工作制式 (开 / 关) | 5 s – 3 min (计时器) |
| 过载保护 | 是 |
| 线速度 | 65 m/s |
| 最大喂料硬度 | 5 Mohs |
| 最大喂料粒度 | 10 mm |
| 研磨杯材质 | 透明塑料 (PP) |
| USB 接口 | 是, 可连接电脑远程操作 |
| 尺寸 (宽 × 深 × 高) | 180 × 300 × 170 mm |
| 重量 | 2.7 kg |
| 允许环境温度 | 5 – 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| 防护等级 DIN EN 60529 | IP 30 |

* 标准配置已包含 1 个 MT 40 研磨杯和 1 个 MMT 40 研磨杯。



产品特征

- > 数显计时器;
- > 可切换间歇运行;
- > 低噪音操作;
- > 错误代码显示;
- > Tube Mill 控制型符合 ICH Q3D 元素杂质指导标准。

IKA Works Guangzhou

艾卡 (广州) 仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路 173 号 - 175 号
电话: +86 20 8222 6771, 服务热线: 400 886 0358
邮箱: info@ika.cn



www.ika.com



IKAworlwide // #lookattheblue