



# RV 8 旋转蒸发仪

## “四合一” 套装限量特惠!



RV 8 V 旋转蒸发仪  
 订货号: 8033825  
 市场价: RMB 18,214



RC 2 basic 冷却循环器  
 订货号: 25002319  
 市场价: RMB 34,669



VCV 1 手动真空控制阀  
 订货号: 20004850  
 市场价: RMB 3,242



MVP 10 basic 真空泵  
 订货号: 20004975  
 市场价: RMB 15,892



赠送  
 配套循环水管, 订货号: C000378  
 配套真空管, 订货号: 2515100

**每单位  
 限购5套**

**超值套装价:  
 RMB 48,888**

活动时间:  
 2015年6月1日-2015年10月30日

活动区域:  
 仅限中国大陆

活动编号: IWGP-RV8

IKA® 中国市场部享有本活动最终解释权,  
 并有权根据实际情况对本活动作出修订。



designed  
 for scientists

艾卡(广州)仪器设备有限公司  
 Tel. +86 20 8222 6771  
 info@ika.cn · www.ika.cn · www.ikaasia.com





卓越典范  
冷凝面积达  
1500 cm<sup>2</sup>

# RV 8 旋转蒸发器



RV 8



可兼容 IKA® RV 10 系列所有的玻璃组件



为了配置不同型号的蒸发瓶，加热锅可外移 140 mm



浸入角度和高度可调



加热锅带符合人体工学设计的安全把手，可以独立使用

IKA® 新型旋转蒸发器 RV 8 拥有轻便的手动升降机制。精巧的设计令您的工作更加方便舒适。



## RV 8 V

主机	
马达类型	无碳刷直流马达
马达额定输入功率	50 W
转速范围	5 – 300 rpm
转速显示	数字显示
平稳启动	是
头部可调角度	0 – 45°
升降行程	120 mm, 手动升降

## 其他参数

外形尺寸 (W x D x H)	510 x 345 x 490 mm
重量(含加热锅不含玻璃组件)	17.2 kg
允许温度环境	5 – 40 °C
允许相对湿度	80%
加热锅保护等级 DIN EN 60529	IP 20
电压 / 频率	220 – 240 V / 50/60 Hz

订货号 8033825

## RC 2 基本型

### 技术参数

仪器类型	冷却循环器
安全等级	I (FL)
20 °C 时冷却能力	400 W
控温范围	- 20 °C – RT
温度显示	LED
温度稳定性 DIN 12876	± 0.1 K
浴槽容积范围	1.5 – 4 l
泵最大流量 (at 0 bar)	18 l / min
泵最大压力	0.3 bar
泵最大抽吸力	0.2 bar
外形尺寸 (W x D x H)	220 x 526 x 480 mm
允许环境温度	5 – 32 °C
允许相对湿度	80%
保护等级 DIN EN 60529	IP 21
USB / RS 232 接口	是

订货号 25002319

## MVP 10 基本型

### 技术参数

级数	2
流量	28.3 l / min
极限真空度	8 mbar
重量 / 外形尺寸 (W x D x H)	11.5 kg / 245 x 320 x 155 mm
允许环境温度	+ 10 ... + 40 °C
马达保护	IP 54
工作电压 / 频率	220 – 240 V / 50/60 Hz

订货号 20004975



## VCV 1

手动真空控制阀	订货号 20004850
---------	--------------